


waterpik®

Fio Dental a Água Waterpik® e Escova de Dentes Sonic Modelo WP-860/861/862

Irrigador Bucal
Waterpik® y Cepillo
de Dientes Sonic
Modelo WP-860/861/862

Waterpik®
Water Flosser plus
Sonic Toothbrush
Model WP-860/861/862



.....
www.waterpik.com

samcooperdesign

DO NOT PRINT

DATE: 08.23.16
CLIENT: WATERPIK

FILENAME: 20021731-FAB_861B_IM_r2.indd
DESCRIPTION: WP-861B Instruction Manual
LANGUAGES: 3 (Port/Sp/Eng)
FILE TYPE: Adobe InDesign CC
SCD JOB# / PREPARED BY: 16WPOH3664 / AM
CLIENT ROUND: R2

SCALE: 100%
UPC: N/A
SIZE: 10" x 7" flat; 5" x 7" folded
FORM NUMBER: 20021731-F AB
INK: Process Black
NOTES:

Medidas de segurança importantes	3
Descrição do produto	5
Primeiros passos com seu fio dental de água	6
Limpeza e solução de problemas do seu fio dental de água Waterpik®	8
Garantia limitada de um ano do Fio Dental a Água	9
Primeiros Passos da sua Escova de Dentes Triple Sonic	10
Cuidados da sua Escova de Dentes Triple Sonic	10
Garantia Limitada de Um Ano da Escova de Dentes Triple Sonic	12

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES


Quando usar produtos elétricos, especialmente quando houver crianças presentes, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

PERIGO!

Para reduzir o risco de eletrocussão:

- Não manipule o plugue com as mãos molhadas.
- Não coloque o produto nem o deixe cair na água ou em outro líquido.
- Não use enquanto estiver tomando banho.
- Não coloque nem guarde o produto em locais de onde possa cair ou ser puxado para dentro da banheira ou pia.
- Não estenda o braço para apanhar um produto que tenha caído em um líquido. Desconecte-o da tomada imediatamente.
- Verifique o fio elétrico por danos antes de usá-lo pela primeira vez e durante a vida útil do produto.




ADVERTÊNCIA:

Para reduzir o risco de queimaduras, eletrocussão, incêndio ou lesões às pessoas:

- Não ligue este aparelho em um sistema de tensão que seja diferente do especificado no aparelho ou carregador. **O uso com a tensão inadequada danificará o produto e ANULARÁ a garantia.**
- Se o produto for aberto/desmontado por QUALQUER motivo, a garantia será **ANULADA**.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, assistência técnica ou agente autorizado, a fim de evitar situações de risco.
- Não use este produto se estiver com o cabo ou plugue danificados, se não estiver funcionando adequadamente, se for derrubado ou danificado, ou cair na água. Entre em contato com a Waterpik International, Inc. ou seu distribuidor local encontrado em www.waterpik.com/intl.
- Não direcione a água do fio dental de água sob a língua, dentro do ouvido, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é capaz de produzir pressões que podem causar danos sérios nestas áreas.





- Use este produto somente como indicado nessas instruções ou como recomendado pelo seu dentista profissional.
- Use somente os bicos irrigadores recomendados pela Water Pik, Inc.
- Não insira nenhum objeto e nem o deixe cair em nenhuma abertura ou mangueira.
- Mantenha o fio elétrico longe das superfícies quentes.
- Não use o Fio Dental a Água ou Escova de Dentes Triple Sonic em ambientes externos ou opere onde produtos em aerossol (spray) estão sendo usados, ou onde oxigênio está sendo administrado.
- Não use iodo ou óleos essenciais concentrados insolúveis em água neste produto. O uso destes produtos pode reduzir o desempenho do produto e diminuirá a vida útil do produto. O uso destes produtos pode anular a garantia.
- Encha o reservatório do fio dental de água apenas com água ou outras soluções dentais profissionais recomendadas.
- Remova todas as joias orais antes do uso do Fio Dental a Água ou Escova de Dentes Triple Sonic.
- Não use o irrigador de água ou escova de dentes Sonic se tiver feridas abertas na língua ou na boca.
- Se seu médico ou cardiologista aconselhou você a receber pré medicação com antibiótico antes de procedimentos dentários, você deve consultar seu dentista e/ou médico antes de usar o irrigador de água ou escova de dentes Sonic ou qualquer outro auxiliar de higiene oral.
- Este produto está de acordo com os padrões de segurança para dispositivos eletromagnéticos. Se você tem um marcapasso ou qualquer outro dispositivo implantado contendo ímãs ou eletrônicos, entre em contato com seu médico ou o fabricante do dispositivo antes de usar a escova de dentes Sonic.
- O produto não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. É recomendando que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o bico Pik Pocket™ (não incluso em todos os modelos) for separada da haste por qualquer motivo, descarte o bico e a haste e substitua por um novo bico Pik Pocket™.
- Não use o fio dental de água por mais de 5 minutos em cada período de duas horas.
- Este produto não contém peças que possam ser consertadas pelo usuário no cabo ou no carregador. Não tente abrir nenhum desses componentes, a não ser para remoção da bateria. Veja a página 11, "Remoção da Bateria".
- O uso de cremes dentais contendo bicarbonato de sódio ou água oxigenada, limpadores abrasivos ou químicos podem danificar o invólucro plástico deste produto.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.



PRIMEIROS PASSOS COM SEU FIO DENTAL DE ÁGUA

OBSERVAÇÃO: Todos os bicos não inclusos em todos modelos.


Substitua a cada 3 meses	
	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Aparelhos ortodônticos <input checked="" type="checkbox"/> Uso geral
	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Bolsas Periodontais <input checked="" type="checkbox"/> Furcações
	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Implantes <input checked="" type="checkbox"/> Pontes <input checked="" type="checkbox"/> Coroas <input checked="" type="checkbox"/> Uso geral <input checked="" type="checkbox"/> Captadores
	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Remoção de placas



Ligando a unidade

Ligue o fio elétrico na tomada. Se a tomada é controlada por um interruptor de parede, certifique-se de que esteja ligado.

Preparação do reservatório

Remova o reservatório e a tampa da base. Encha o reservatório com água morna. Reponha o reservatório sobre a base e pressione firmemente para baixo.



Substitua a cada 6 meses	
	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Uso geral
	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Hálito mais fresco

As pontas sobressalentes podem ser compradas de seu distribuidor local, que pode ser encontrado em www.waterpik.com/intl.

Montagem e desmontagem dos bicos

Insira o bico no centro do cabo do fio dental de água, pressionando firmemente para baixo até ouvir um clique. Se o bico está encaixado corretamente no lugar, o anel colorido estará alinhado com a parte inferior do conector. Para remover o bico do bastão, pressione o botão de ejetar o bico e extraia-o do bastão.



Unidade principal (apenas para uso pela primeira vez)

Ajuste o botão de controle de pressão na base para alto (ajuste de pressão nº 10), aponte o cabo e bico para dentro da pia. Ligue a unidade e água (ON) até que água flua da ponta. Desligue a unidade.




Ajuste da configuração de pressão

A primeira vez que utilizá-lo, gire o indicador do controle de pressão situado na base da unidade para selecionar a configuração mais baixa (nível de pressão 1). Aumente a pressão gradualmente com o tempo até alcançar o nível que você preferir – ou conforme indicado pelo seu dentista profissional.



Usando o fio dental com água

Sempre coloque o bico na boca antes de ligar a água. Com o botão de água ligado no cabo, ligue a energia. **Curve-se sobre a pia e feche levemente os lábios para prevenir respingos enquanto permite que a água flua da boca para a pia.** Desligue o botão de água. Quando terminar, desligue o botão de água e energia.



Durante o uso, você pode parar o fluxo de água deslizando o botão de água para a posição DESLIGADO.

OBSERVAÇÃO: O motor continuará em operação.



Técnicas recomendadas

Para obter ótimos resultados, comece com os dentes posteriores, passando depois para os da frente. Direcione o jato a um ângulo de 90 graus para sua linha da gengiva com o bico dentro da boca.

Deslize o bico ao longo da linha da gengiva e faça uma breve pausa entre os dentes. Continue o processo até que tenha limado ambos os lados dos dentes superiores e inferiores. Curve-se sobre a pia.



Ao terminar

DESLIGUE (O) o aparelho. Esvazie qualquer líquido que tenha sobrado no reservatório. Desconecte o aparelho.

OBSERVAÇÃO: Se você usou enxaguante bucal ou outra solução além de água, veja a seção "Usando enxaguante bucal ou outras soluções".

BICOS ESPECIAIS
Bico Pik Pocket™

O Bico Pik Pocket™ é especificamente designado a colocar água ou solução anti bactéria para dentro das bolsas periodontais.

Para usar o bico Pik Pocket™, **regule o aparelho na**

configuração mais baixa de pressão.



Posicione o bico macio contra um dente a um ângulo de 45 graus e delicadamente o posicione sob a linha da gengiva, dentro da bolsa. Ligue a energia na base e o botão de água no cabo (ON) ligado.

Limpador de língua

Para usar o bico limpador de língua, regule a unidade na configuração mais baixa de pressão e posicione o bico no meio ou na linha central da sua língua, aproximadamente da metade para trás e ligue o fio dental de água. Traga para frente com uma leve pressão. Aumente a pressão, como preferir.

Bico ortodôntico


Para usar o bico ortodôntico, deslize suavemente o bico ao longo da linha da gengiva, fazendo uma breve pausa para escovar ligeiramente a área entre os dentes e ao redor do aparelho ortodôntico, antes de continuar com o próximo dente.


Bico Plaque Seeker®

Para usar o bico Plaque Seeker® posicione-o próximo dos dentes de modo que as cerdas toquem ligeiramente os dentes. Deslize suavemente o bico ao longo da linha da gengiva, fazendo uma breve pausa entre cada dente para escová-lo ligeiramente e permitir que a água flua entre os dentes.


Uso de enxaguatório bucal e outras soluções

O seu irrigador oral Waterpik® pode ser utilizado para dispensar enxaguatório bucal ou soluções antibacterianas. Após o uso de qualquer tipo de solução especial, enxágue a unidade para evitar que se obstrua; enchendo o reservatório parcialmente com água tépida e fazendo a unidade funcionar com o bico posicionado para dentro da pia, até que se esvazie o reservatório.


Limpeza

Antes da limpeza, desligue o aparelho da tomada elétrica. Caso seja necessário, limpe o exterior do aparelho com um pano macio e um produto de limpeza suave e não abrasivo.

O reservatório de água é removível para limpeza fácil e pode ser lavado em máquina de lavar louças.

Remoção de depósitos de água dura

Depósitos rígidos da água podem se acumular em sua unidade, dependendo do conteúdo de minerais em sua água. Se não receber atenção, pode afetar o desempenho. Limpando as partes internas: adicione 2 colheres de chá de vinagre branco em um reservatório cheio de água morna. Defina o controle de pressão para alto, aponte o cabo e bico para dentro da pia. Ligue o aparelho (I) e opere até o reservatório esvaziar. Enxague repetidamente com um reservatório cheio de água morna limpa.

Este processo deve ser feito a cada 1 a 3 meses para garantir o melhor desempenho.

Vazamento

Se houver vazamento devido a mangueiras danificadas, mangueiras e cabos de substituição podem ser comprados em seu distribuidor local, que pode ser encontrado no site www.waterpik.com/intl.

Serviço de manutenção

Os fios dentais de água Waterpik® não têm elementos elétricos que possam ser consertados e não necessitam de manutenção regular. Para todas as suas necessidades de serviço, entre em contato com seu distribuidor Water Pik, Inc.

Para localizar seu distribuidor, visite www.waterpik.com/intl.

Se refira ao número de série e números dos modelos em todas as correspondências. Estes números estão localizados atrás do cabo e embaixo do reservatório respectivamente.

Ainda têm dúvidas? Visite www.waterpik.com/intl.

A Water Pik, Inc. garante ao consumidor original deste produto que o mesmo ficará livre de defeitos de materiais e de fabricação por 1 ano a partir da data da compra. O consumidor será obrigado a apresentar o recibo original de compra como prova da data da compra e, se solicitado, todo o produto, para embasar a reivindicação de garantia. A Water Pik, Inc. irá reparar ou substituir, a seu critério, qualquer parte do produto que na sua opinião for defeituoso, desde que o produto não tenha sido mal utilizado, alterado ou danificado após a compra, tenha sido utilizado conforme as instruções e apenas com acessórios ou peças consumíveis aprovados pela Water Pik, Inc. A instalação é de responsabilidade do consumidor e não é coberta pela garantia. Esta garantia limitada exclui acessórios ou peças consumíveis como bicos, etc. Não ligue este aparelho em um sistema de tensão que seja diferente do especificado no aparelho ou carregador. **O uso com a tensão inadequada danificará o produto e ANULARÁ a garantia.**

Esta garantia lhe concede direitos específicos. Você pode ter outros direitos que variam de acordo com o seu local de residência.

Trocando a Escova de Dentes Triple Sonic

Carregue por 24 horas antes do primeiro uso.

Todas as luzes indicadoras de carga se acenderão quando a unidade estiver totalmente carregada. Uma carga completa durará por aproximadamente 20 ciclos de escovação pré-marcados, ou aproximadamente 10 dias, se escovar duas vezes ao dia.

Se a escova for armazenada por um longo período de tempo (seis meses ou mais), carregue-a completamente antes de armazenar.


Modos

Limpeza: Modo padrão para limpeza superior dos dentes.

Branqueamento: Limpeza dos dentes com polimento e branqueamento.

Massagem: Pulsos para estímulo suave da gengiva.

Luzes Indicadoras de Recarga



Totalmente carregada

2/3 carregada


1/3 de carga (recomendar recarga)

O aparelho não irá operar se a luz de LED inferior começar a piscar rapidamente.

Para que a escova de dente comece a funcionar novamente ela deverá ser colocada no carregador por aproximadamente 1 hora.


Escovamento sônico

- Deslize a cabeça da escova até o cabo e pressione firmemente para baixo.
- Selecione o modo pressionando o botão modo até que a luz esteja sobre o modo desejado e pressione o botão liga/desliga.
- Coloque a cabeça da escova em sua boca antes de ligar o aparelho.
- Para melhores resultados, posicione a escova ao longo da linha da gengiva em um ângulo de 45°.



- Faça uma leve pressão com um movimento curto e lento para trás e para frente cobrindo um ou dois dentes por vez.

- **Quad Timer:** Sua Escova de Dentes Triple Sonic criará uma pausa curta a cada 30 segundos, para lembrar a você de escovar o próximo quadrante da sua boca.




- **Timer de 2 minutos:**

A escova desligará automaticamente após 2 minutos de uso.

Limpeza

1. **Após cada uso,** desligue o aparelho, remova a cabeça da escova do cabo e lave com água corrente.
2. Seque o cabo após cada uso.



Serviço

As escovas Waterpik® não possuem itens a serem consertados pelo consumidor ou peças elétricas para substituição e não necessitam de serviços de manutenção de rotina. Para todas as necessidades de garantia e acessórios, visite www.waterpik.com/intl para encontrar seu distribuidor local.

Não envie o produto para a Waterpik International, Inc., pois isso atrasará o serviço.

Mencione os números de serial e de modelo em todas as correspondências. Esses números estão localizados na parte inferior do aparelho.

Descarte

Este produto contém baterias recarregáveis de níquel-hidreto metálico. As baterias são insubstituíveis.

Não descarte o aparelho no lixo doméstico. Remova as baterias de acordo com as instruções abaixo e recicle-as em seu centro local de reciclagem.


Remoção da Bateria

Observação: Este processo é irreversível
Remova a bateria somente ao final da vida do produto para reciclagem. Antes disso o produto será destruído. Esgote a carga da bateria até que o aparelho não funcione mais.


Tome as medidas necessárias de segurança.

Remova as baterias conforme indicado e recicle-as juntamente com o restante do produto de acordo com a regulamentação local.


1. Use uma chave de fenda para remover o parafuso e porta da bateria.



2. Segure o cabo de cabeça para baixo, pressione o eixo da escova de dentes, e solte as duas abas dentro do cabo usando uma chave de fenda de cabeça chata para soltar os componentes internos do cabo.



3. Insira a chave de fenda próximo às conexões da bateria, e gire para quebrar as conexões. Remova a placa do circuito e solte a bateria do carregador do circuito.



4. Recicle ou descarte as baterias adequadamente.

A Water Pik, Inc. garante ao consumidor original deste produto que o mesmo ficará livre de defeitos de materiais e de fabricação por 1 ano a partir da data da compra. O consumidor será obrigado a apresentar o recibo original de compra como prova da data da compra e, se solicitado, todo o produto, para embasar a reivindicação de garantia. A Water Pik, Inc. irá reparar ou substituir, a seu critério, qualquer parte do produto que na sua opinião for defeituoso, desde que o produto não tenha sido mal utilizado, alterado ou danificado após a compra, tenha sido utilizado conforme as instruções e apenas com acessórios ou peças consumíveis aprovados pela Water Pik, Inc. A instalação é de responsabilidade do consumidor e não é coberta pela garantia. Esta garantia limitada exclui acessórios ou peças consumíveis como bicos, etc. Não ligue este aparelho em um sistema de voltagem que seja diferente do especificado no aparelho ou carregador. **O uso com a voltagem inadequada danificará o produto e ANULARÁ a garantia.**

Esta garantia lhe concede direitos específicos. Você pode ter outros direitos que variam de acordo com o seu local de residência.

Medidas de seguridad importantes	14
Descripción del producto	16
Cómo comenzar a usar el irrigador bucal	17
Cómo limpiar y reparar su irrigador bucal de Waterpik®	19
Garantía limitada de 1 año para el irrigador bucal	20
Cómo comenzar con su cepillo de dientes sónico de triple acción	21
Cuidado de su cepillo de dientes sónico de triple acción	22
Garantía limitada de un año para el cepillo de dientes sónico de triple acción	23

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Al utilizar productos eléctricos -especialmente cuando hayan niños presentes- se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque el aparato ni lo sumerja en agua ni otro líquido.
- No lo utilice mientras se baña.
- No guarde ni coloque el producto en donde pueda caer o ser arrastrado hacia dentro de una bañera o lavabo.
- No introduzca la mano para sacar un producto que se haya caído en agua. Desconéctelo inmediatamente.
- Revise el cable de alimentación eléctrica para detectar cualquier daño antes de usarlo y durante la vida útil del producto.




ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

- No enchufe este aparato en un sistema de voltaje que sea diferente al especificado en el aparato o el cargador. **Si se usa con el voltaje incorrecto, se dañará el producto y la garantía se ANULARÁ.**
- Si se abre/desarma el producto por CUALQUIER razón, la garantía se **ANULARÁ.**
- No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o está dañado, o si se sumergió en agua. Póngase en contacto con Waterpik International, Inc. o con su distribuidor local, que puede encontrar en www.waterpik.com/intl.
- No dirija el agua del irrigador bucal debajo de la lengua, dentro del oído, la nariz u otras partes delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar graves daños en esas áreas.
- Utilice este producto únicamente como se indica en estas instrucciones o como lo recomiende su dentista profesional.
- Use únicamente los cabezales y accesorios recomendados por Water Pik, Inc.
- No deje que se caiga ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura o manguera.
- Mantenga el cable de electricidad alejado de superficies calientes.
- No utilice el irrigador bucal o el cepillo de dientes sónico de triple acción al aire libre ni lo utilice donde se usan productos en aerosol (con rociador) o donde se suministra oxígeno.
- No use yodo ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua con este producto. El uso de estas sustancias puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil de este. El uso de estos productos puede anular la garantía.
- Llene el depósito del irrigador bucal solamente con agua u otras soluciones dentales recomendadas por profesionales.
- Quítense las joyas que tenga colocadas en su boca antes de utilizar el irrigador bucal o el cepillo de dientes sónico de triple acción.
- No utilice el irrigador bucal ni el cepillo de dientes sónico de triple acción si tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico o cardiólogo le indicó recibir un tratamiento con antibióticos antes de los procedimientos dentales, debe consultar a su dentista y/o profesional médico antes de utilizar el irrigador bucal o el cepillo de dientes sónico de triple acción o cualquier otro accesorio de ayuda para la higiene bucal.
- Este producto cumple con las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si tiene un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado electrónico o con imanes, comuníquese con su médico o el fabricante del producto antes de utilizar el cepillo de dientes sónico de triple acción.

- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños o a personas con capacidades diferentes cuando utilicen el irrigador bucal o el cepillo de dientes sónico de triple acción o cuando estos se utilicen cerca de ellos.
- Si por alguna razón el cabezal Pik Pocket™ (no incluido con todos los modelos) se separa del tubo, deseche el cabezal y el tubo y reemplácelos con un nuevo cabezal Pik Pocket™.
- No use el irrigador bucal por más de 5 minutos en cada período de 2 horas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este producto no contiene ninguna pieza en el mango del cepillo de dientes ni en la unidad del irrigador bucal que pueda ser reparada por el usuario. No intente abrir ningún compartimiento excepto para desechar la pila. Consulte la página 22, "Para sacar las pilas".
- El uso de pastas de dientes que contengan bicarbonato de sodio o peróxido, o de limpiadores abrasivos o con productos químicos, puede dañar el alojamiento de plástico de este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



NOTA: No se incluyen todos los cabezales en todos los modelos.

Reemplazar cada 3 meses	
Cabezal ortodóncico	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Aparatos de ortodoncia <input checked="" type="checkbox"/> Uso general
Cabezal Pik Pocket™	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Bolsas periodontales <input checked="" type="checkbox"/> Bifurcaciones
Cabezal Plaque Seeker®	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Implantes <input checked="" type="checkbox"/> Puentes <input checked="" type="checkbox"/> Coronas <input checked="" type="checkbox"/> Uso general <input checked="" type="checkbox"/> Retenedores
Cabezal de cepillo sónico de triple acción	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Remoción de placa

Reemplazar cada 6 meses	
Cabezal clásico del irrigador	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Uso general
Cabezal limpiador lingual	IDEAL PARA <input checked="" type="checkbox"/> Aliento más fresco


Los cabezales de repuesto se pueden adquirir a través de su distribuidor local, el cual lo puede encontrar en www.waterpik.com/intl.

Cómo encender la unidad

Enchufe el cable en una toma de corriente estándar. Si la toma de corriente se activa con un interruptor de pared, asegúrese de que está en posición de encendido.


Preparación del depósito

Levante la tapa del depósito, saque el mismo y llénelo con agua tibia. Vuelva a colocar el depósito sobre la base. **presione hacia abajo con firmeza** y cierre la tapa.



Montaje y desmontaje de cabezales

Inserte el cabezal en el centro del mango del irrigador bucal, presionando hacia abajo con firmeza hasta que encaje en su lugar. El anillo de color estará al ras con la parte superior del mango si el cabezal está asegurado correctamente en su lugar. Para quitar el cabezal del mango, presione el botón de expulsión del mango.



Preparación de la unidad (solamente el primer uso)


Mediante el selector de presión, ubicado en la base, seleccione una presión alta (posición N.º 10), apunte el mango y el cabezal hacia el lavabo. ENCIENDA la unidad hasta que comience a fluir el agua por el cabezal. APAGUE la unidad.



Ajuste de la presión


La primera vez que lo utilice, gire el control de la presión situado en la base de la unidad para seleccionar la presión más baja (nivel de presión 1).

Vaya aumentando gradualmente la presión con el tiempo, hasta llegar al nivel que usted prefiera o al que le haya indicado su dentista.



Cómo usar el Irrigador bucal Waterpik® Siempre coloque el cabezal en la boca antes de colocar el agua en la posición ON (Encendido).

Teniendo el interruptor de agua del mango en la posición OFF (Apagado), encienda el equipo. Inclínese sobre el lavabo y cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo.



Coloque el interruptor agua en la posición ON (Encendido). Cuando termine, coloque el interruptor de agua y el suministro energético en la posición OFF (Apagado).

Durante el uso, puede detener el flujo de agua deslizando el interruptor de agua del mango hacia la posición OFF (Apagado).

NOTA: El motor continuará funcionando.

Técnicas Recomendadas

Para obtener mejores resultados, comience por los dientes posteriores y trabaje hacia los dientes frontales. Dirija el chorro hacia sus encías en un ángulo de 90 grados con el cabezal en la boca. Deslice el cabezal a lo largo de las encías y haga pausas breves entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado la parte interna y externa de los dientes superiores e inferiores. Inclínese sobre el lavabo.



Al acabar

APAGUE la unidad. Tire el líquido que quede para dejar el depósito vacío. Desenchufe la unidad.

NOTA: Si usted ha usado un enjuague bucal u otra solución aparte de agua, consulte la sección "Uso de enjuague bucal u otras soluciones."




USO DE LOS CABEZALES

Cabezal Pik Pocket™

El cabezal Pik Pocket™ está diseñado específicamente para hacer llegar el agua o las soluciones antibacteriales a las partes profundas de la cavidad periodontal.


Para usar el cabezal Pik Pocket™, fije la unidad en el ajuste más bajo de presión.

Gire el interruptor de agua del mango a la posición OFF (Apagado). Coloque el cabezal blanco contra un diente, en un ángulo de 45 grados y coloque suavemente el cabezal bajo la línea de la encía, en el saco. Encienda la base y coloque el interruptor de agua del mango en la posición ON (Encendido).




Cabezal limpiador lingual

Para usar el cabezal limpiador lingual, fije el aparato en el ajuste de presión más bajo, coloque el cabezal en el centro/medio de la lengua, aproximadamente a la mitad del frente hacia atrás, y encienda el irrigador bucal. Jale hacia el frente con una ligera presión. Aumente la presión en la medida que desee.



Cabezal ortodónico

Para usar el cabezal ortodónico, deslice suavemente el cabezal a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente para cepillar ligeramente el área entre los dientes y alrededor del frenillo de ortodoncia, antes de continuar con el siguiente diente.




Cabezal Plaque Seeker®

Para usar el cabezal Plaque Seeker® colóquelo cerca de los dientes de modo que las cerdas toquen ligeramente los dientes. Deslice suavemente el cabezal a lo largo de la línea de la encía, haciendo una breve pausa entre cada diente para cepillarlo y permitir que el agua fluya entre los dientes.



Uso de enjuague bucal y otras soluciones

Puede utilizar su irrigador bucal Waterpik® para aplicar enjuagues bucales y soluciones antibacteriales. Después de usar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar que se obstruya; llene el depósito parcialmente con agua tibia y ponga a funcionar la unidad con el cabezal hacia el lavabo, hasta que se vacíe la unidad.



Limpieza

Antes de la limpieza, desenchufe el producto del contacto eléctrico. Limpie el producto con un paño suave y un limpiador suave no abrasivo cuando sea necesario.

El depósito es desmontable para una limpieza fácil y es apto para la canasta superior de la lavavajillas.

Cómo quitar los depósitos de agua dura

Se pueden acumular depósitos de agua dura en la unidad que dependerá del contenido mineral del agua. Si no se toman medidas, se puede ver afectado el desempeño. Limpieza de las piezas internas: agregue 2 cucharadas de vinagre blanco a un depósito lleno de agua tibia. Apunte el mango y el cabezal hacia el lavabo. Encienda la unidad y haga funcionar hasta que se vacíe el depósito. Repita para enjuagar usando un depósito lleno de agua tibia limpia.

Este proceso debe hacerse cada 1 a 3 meses para asegurar un óptimo desempeño.

Fugas

En caso de fugas a causa de una manguera dañada, las mangueras y mangos de repuesto los puede adquirir a través de su distribuidor local, el cual lo puede encontrar en www.waterpik.com/intl.

Servicio de mantenimiento

Los irrigadores bucales Waterpik® no contienen elementos que puedan ser reparados por el consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario. Para sus necesidades de servicio técnico, contacte a su distribuidor local de Water Pik, Inc.

Para localizar a un distribuidor local, vaya a www.waterpik.com/intl.

Haga referencia al número de serie y de modelo en toda su correspondencia. Podrá encontrar estos números en la parte inferior de su unidad.

¿Todavía tiene preguntas? Vaya a www.waterpik.com/intl.

Water Pik, Inc. garantiza al comprador original de este nuevo producto, que está libre de defectos de materiales y mano de obra, durante 1 año a partir de la fecha de compra. El consumidor deberá presentar el recibo original de compra como comprobante de la fecha de compra y en caso de ser solicitado, todo el producto, a los fines de respaldar el reclamo de garantía. Water Pik, Inc. reemplazará a su discreción cualquier parte del producto que sea defectuosa según nuestra opinión, siempre y cuando el producto no haya sido objeto de abuso, uso indebido, alteración o daños después de la compra, que se haya usado de acuerdo a las instrucciones y que se haya usado solamente con los accesorios o las piezas de consumo aprobadas por Water Pik, Inc. El consumidor es responsable de la instalación, la cual no está cubierta por la garantía. Esta garantía limitada excluye accesorios y piezas consumibles como cabezales, etc. No enchufe este aparato en un sistema de voltaje que sea diferente al especificado en el aparato o el cargador. **Si se usa con el voltaje incorrecto, se dañará el producto y la garantía se ANULARÁ.**

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que usted tenga también otros derechos diferentes que varían según la legislación de su lugar de residencia.

Cómo cargar el cepillo de dientes sónico de triple acción

Cargue la unidad durante 24 horas antes del primer uso. Cuando la unidad se haya cargado por completo, las 3 luces indicadoras de carga permanecerán encendidas continuamente. La carga completa durará aproximadamente 20 ciclos de cepillado con el tiempo predeterminado, o aproximadamente 10 días, si se cepilla dos veces al día. Si el cepillo de dientes va a guardarse por un período de tiempo prolongado (tres meses o más), cerciórese de cargarlo por completo antes de guardarlo.


Modos

Limpieza: Modo estándar para la limpieza de los dientes superiores.

Blanqueamiento: Limpieza de los dientes con pulido y blanqueamiento.



Masajes: Pulsaciones para la estimulación suave de las encías.

Luces indicadoras de recarga




Cepillado sónico

- Deslice el cabezal del cepillo sobre el mango y empujelo firmemente hacia abajo.
- Seleccione el modo presionando el botón de modo hasta que la luz se encuentre en el modo deseado; luego, presione el botón On/Off (Encendido/Apagado).
- Coloque el cabezal de cepillo en su boca antes de encender la unidad.
- Para obtener mejores resultados, coloque el cepillo a lo largo de la línea de las encías en un ángulo de 45 grados.
- Presione suavemente con un pequeño movimiento hacia atrás y hacia delante, cubriendo uno o dos dientes cada vez.
- **Temporizador por cuadrante:** El cepillo de dientes sónico de triple acción hará una pausa corta cada 30 segundos para recordarle que lo debe mover al siguiente cuadrante de su boca.
- **Cronometrador de 2 minutos:** el cepillo se apagará automáticamente después de 2 minutos en funcionamiento.



Limpieza**1. Después de cada**

uso, apague la unidad, desmonte el cabezal del cepillo del mango y aclare el cabezal con agua.



2. Limpie y seque el mango después de cada uso.

Servicio

Los cepillos dentales Waterpik® no tienen piezas eléctricas que pueda reparar el cliente y no requieren servicio de mantenimiento de rutina. Para obtener información sobre la garantía y los accesorios, visite www.waterpik.com/intl para encontrar un distribuidor local. No envíe el producto a las oficinas de Waterpik International, Inc., ya que demorará la reparación.

Indique los números de serie y de modelo en toda su correspondencia. Estos números se encuentran en la parte inferior de su unidad.

Eliminación de la pila

Este producto contiene pilas recargables de hidruro metálico de níquel. Las pilas no se pueden reemplazar.

Le rogamos que no deseche la unidad con la basura doméstica. Saque las pilas siguiendo las instrucciones a continuación y recíclelas en el centro de reciclaje local.


Para sacar las pilas

Nota: Este proceso no es reversible.


Retire la pila solamente al final de la vida útil del producto, para reciclarla. Si lo hace antes, destruirá el producto. Agote la carga de la pila hasta que el cepillo no funcione. Siga las precauciones básicas de seguridad.

Saque las pilas como se muestra y recíclelas, así como el resto del producto, siguiendo las normas locales.


1. Utilice un destornillador para quitar el tornillo y la tapa de la pila.



2. Sustenga el mango en posición invertida, presione el tubo del cepillo de dientes y libere las dos pestañas dentro del mango con la ayuda de un destornillador de hoja plana para liberar los componentes internos del mango.



3. Inserte el destornillador junto a las conexiones de la pila y gire para abrirlas. Quite la placa del circuito y levante la pila del portacircuito.



4. Deshágase de la pila como corresponde o recíclela.

Water Pik, Inc. garantiza al comprador original de este nuevo producto, que está libre de defectos de materiales y mano de obra, durante 1 año a partir de la fecha de compra. El consumidor deberá presentar el recibo original de compra como comprobante de la fecha de compra y en caso de ser solicitado, todo el producto, a los fines de respaldar el reclamo de garantía. Water Pik, Inc. reemplazará a su discreción cualquier parte del producto que sea defectuosa según nuestra opinión, siempre y cuando el producto no haya sido objeto de abuso, uso indebido, alteración o daños después de la compra, que se haya usado de acuerdo a las instrucciones y que se haya usado solamente con los accesorios o las piezas de consumo aprobadas por Water Pik, Inc. El consumidor es responsable de la instalación, la cual no está cubierta por la garantía. Esta garantía limitada excluye accesorios y piezas consumibles como cabezales, etc. No enchufe este aparato en un sistema de voltaje que sea diferente al especificado en el aparato o el cargador. **Si se usa con el voltaje incorrecto, se dañará el producto y la garantía se ANULARÁ.**

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que usted tenga también otros derechos diferentes que varían según la legislación de su lugar de residencia.

Important Safeguards	25
Product Description	27
Getting Started With Your Water Flosser	28
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik® Water Flosser	30
Water Flosser Limited One-Year Warranty	31
Getting Started with Your Triple Sonic Toothbrush	32
Care of Your Triple Sonic Toothbrush	33
Triple Sonic Toothbrush Limited One-Year Warranty	34

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:

- Do not handle plug with wet hands.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Check the power supply cord for damage before the first use and during the life of the product.




WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.**
- If product is opened/disassembled for ANY reason, warranty is **VOID**.
- Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact Waterpik International, Inc. or your local distributor which can be found at www.waterpik.com/intl.
- Do not direct water from the Water Flosser under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc.





- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose.
- Keep electrical cord away from heated surfaces.
- Do not use Water Flosser or Triple Sonic Toothbrush outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use iodine or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce performance and will shorten the life of the product. Use of these products may void warranty.
- Fill Water Flosser reservoir with water or other dental professional recommended solutions only.
- Remove any oral jewelry prior to use of the Water Flosser or Triple Sonic Toothbrush.
- Do not use either the Water Flosser or Triple Sonic Toothbrush if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist and/or medical professional before using the Water Flosser or Triple Sonic Toothbrush or any other oral hygiene aid.
- This product complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device containing magnets or electronics, contact your physician or the device manufacturer prior to using the Triple Sonic Toothbrush.
- Close supervision is necessary when the Water Flosser and Triple Sonic Toothbrush are used by, on or near children or people with special needs.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip.
- Do not use the Water Flosser for more than 5 minutes in each two-hour period.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This product does not contain any user serviceable parts in the toothbrush handle or Water Flosser unit. Do not attempt to open either component except for battery disposal. See page 33, "Battery Removal."
- Using toothpastes containing baking soda or peroxide, abrasive or chemical cleaners may damage the plastic housing of this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



GETTING STARTED WITH YOUR WATER FLOSSER

NOTE: All tips not included in all models.

Replace Every 3 Months	
Orthodontic Tip 	BEST FOR <input checked="" type="checkbox"/> Braces <input checked="" type="checkbox"/> General Use
Pik Pocket™ Tip 	BEST FOR <input checked="" type="checkbox"/> Periodontal Pockets <input checked="" type="checkbox"/> Furcations
Plaque Seeker® Tip 	BEST FOR <input checked="" type="checkbox"/> Implants <input checked="" type="checkbox"/> Retainers <input checked="" type="checkbox"/> Crowns <input checked="" type="checkbox"/> General Use <input checked="" type="checkbox"/> Bridges
Triple Sonic Brush Head 	BEST FOR <input checked="" type="checkbox"/> Plaque Removal

Replace Every 6 Months	
Classic Jet Tip 	BEST FOR <input checked="" type="checkbox"/> General Use
Tongue Cleaner 	BEST FOR <input checked="" type="checkbox"/> Fresher Breath


Replacement tips can be purchased from your local distributor, which can be found at www.waterpik.com/intl.

Powering the Unit

Plug the cord into an electrical outlet. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.


Preparing the Reservoir

Lift the reservoir lid, remove the reservoir, and fill with lukewarm water. Replace the reservoir over the base and press down firmly and close the lid.




Inserting and Removing Tips

Insert tip into the center of the Water Flosser handle, pressing down firmly until the tip clicks into place. The colored ring will be flush with the top of the handle if the tip is correctly locked into place. To remove tip from the handle push the tip eject button on the handle.




Prime Unit (First Time Use Only)

Set pressure control dial on base to high (pressure setting No.10), point the handle and tip into sink. Turn power and water ON until water flows from the tip. Turn unit OFF.



Adjusting the Pressure Setting


Turn the pressure control dial on the base of the unit to the lowest setting (pressure setting No.1) for first-time use. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer – or as instructed by your dental professional.



Using the Water Flosser

Always place the tip in your mouth before turning the water ON.

With water switch on handle in OFF position, turn power on. **Lean over sink and slightly close lips enough to prevent splashing while still allowing water to flow from mouth into the sink.**



Turn water switch ON. When finished, turn water switch and power OFF. During use you can stop the flow of water by sliding the water switch on handle to the OFF position.



NOTE: Motor will continue to run.

Recommended Technique

For best results, start with back teeth and work toward the front teeth. Direct the stream at a 90-degree angle to your gumline with tip in mouth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth. Lean over sink.



When Finished

Turn the unit OFF. Empty any liquid left in the reservoir. Unplug the unit.

NOTE: If you used mouthwash or other solution besides water, see “Using Mouthwash and Other Solutions” section.

TIP USAGE**Pik Pocket™ Tip**


The Pik Pocket™ Tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets.

To use the Pik Pocket™ Tip, **set the unit to the lowest pressure setting.** Turn the


water switch OFF on the handle. Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket. Turn on power on base and water switch on handle ON.

**Tongue Cleaner Tip**

To use the tongue cleaner tip, set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back and start the Water Flosser. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

**Orthodontic Tip**


To use the Orthodontic Tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

**Plaque Seeker® Tip**

To use the Plaque Seeker® Tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.

**Using Mouthwash and Other Solutions**

Your Waterpik® Water Flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

**Cleaning**

Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser.

The reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe.

Removing Hard Water Deposits

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of you water. If left unattended, it can hinder performance. Cleaning internal parts: add 2 tablespoons of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance.

Leakage

If leaking due to a damaged hose, replacement hoses and handles can be purchased from your local distributor, which can be found at www.waterpik.com/intl.

Service Maintenance

Waterpik® Water Flossers have no consumer-serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all your service needs, contact your local Water Pik, Inc. distributor. To locate your local distributor go to www.waterpik.com/intl.

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

Still have questions? Go to www.waterpik.com/intl.

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, etc. Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

GETTING STARTED WITH YOUR TRIPLE SONIC TOOTHBRUSH / CARE OF YOUR TRIPLE SONIC TOOTHBRUSH

Charging the Triple Sonic Toothbrush

Charge for 24 hours before first use. All 3 charge indicator lights will stay on continuously when the unit is fully charged. A full charge will last for approximately 20 pre-timed brush cycles, or approximately 10 days, if brushing twice daily. If the toothbrush is to be stored for an extended period of time (three months or more), be sure to fully charge it prior to storage.


Modes

Clean: Standard mode for superior teeth cleaning.

Whiten: Teeth cleaning with polishing and whitening.

Massage: Pulsates for gentle gum stimulation.

Recharge Indicator Lights





Unit will not operate if the bottom LED begins to blink rapidly.

In order for the toothbrush to begin to work again, it must be placed on the charger for approximately 1 hour.


Sonic brushing

- Slide the brush head onto handle and push it down firmly.
- Select mode by pressing mode button until light is by desired mode then press On/Off button.
- Place the brush head into your mouth before turning the unit on.
- For best results, position brush along gumline at a 45-degree angle.
- Use light pressure with a small, slow back and forth motion covering one or two teeth at a time.
- Quad Timer:** Your Triple Sonic Toothbrush will create a short pause every 30 seconds, to remind you to move to the next quadrant of your mouth.
- 2-Minute Timer:** The brush will automatically shut off after 2 minutes of run time.



Cleaning

- After each use,** turn off unit, remove the brush head from the handle and rinse brush head under running water.
- Wipe the handle dry after each use.



Service

Waterpik® toothbrushes have no consumer serviceable or replaceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all your warranty and accessory needs, please visit www.waterpik.com/intl to find your local distributor. Please do not ship product to Waterpik International, Inc. offices, this will delay service. Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.


Disposal

This product contains rechargeable Nickel Metal Hydride batteries. The batteries are not replaceable. Please do not dispose of the unit in the household waste. Remove the batteries per the instructions below and recycle at your local recycling center.


Battery Removal

Note: This process is not reversible
Remove the battery only at the end of the product's life for recycling. Doing so earlier will destroy the product. Deplete the battery charge until the brush no longer operates. Observe basic safety precautions. Remove the batteries as shown and recycle them and the rest of the product according to local regulations.


- Use a screwdriver to remove the screw and battery door.



- Hold the handle upside down, press the toothbrush shaft, and release the two tabs inside the handle using a flathead screwdriver to release the internal components of the handle.



- Insert the screwdriver next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the circuit carrier.



- Recycle or dispose of the battery properly.

TRIPLE SONIC TOOTHBRUSH LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, etc. Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

**Water Pik, Inc.**

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
www.waterpik.com

Waterpik® é uma marca registrada da Water Pik, Inc. na Argentina, Austrália, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, China, República Tcheca, Dinamarca, UE, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Hungria, Índia, Israel, Itália, Japão, Coréia, México, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Polónia, Federação Russa, Arábia Saudita, Cingapura, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Ucrânia, Reino Unido, e nos Estados Unidos.

Waterpik® (estilizada) é uma marca registrada da Water Pik, Inc. na Austrália, Brasil, Canadá, China, UE, Hong Kong, Israel, Japão, Coréia, México, Federação Russa, Arábia Saudita, África do Sul, Suíça, Taiwan, Trinidad e Tobago e nos Estados Unidos.

Pik Pocket™ é uma marca registrada da Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® é uma marca registrada da Water Pik, Inc. no Canadá, China, UE e nos Estados Unidos.

waterflosser® é uma marca registrada da Water Pik, Inc. no Canadá, China, México, Suíça, e nos Estados Unidos.

Waterpik International, Inc.

Castle Court, 41 London Road
Reigate, Surrey RH2 9RJ, United Kingdom

Waterpik® es una marca de comercio de Water Pik, Inc. registrada en Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, China, República Checa, Dinamarca, EU, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Hungria, India, Israel, Italia, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Polonia, la Federación Rusa, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Reino Unido y los Estados Unidos.

Waterpik® (estilizada) es una marca de comercio de Water Pik, Inc., registrada en Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Hong Kong, Israel, Japón, Corea, México, la Federación Rusa, Arabia Saudita, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos.

Pik Pocket™ es una marca de comercio de Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® es una marca de comercio de Water Pik, Inc., registrada en Canadá, China, la Unión Europea y los Estados Unidos.

waterflosser® es una marca de comercio de Water Pik, Inc., registrada en Canadá, China, México, Suiza y los Estados Unidos.

Waterpik® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Argentina, Australia, Benelux, Brazil, Canada, Chile, China, Czech Republic, Denmark, EU, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Poland, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, and the United States.

Waterpik® (stylized) is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Australia, Brazil, Canada, China, EU, Hong Kong, Israel, Japan, Korea, Mexico, Russian Federation, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, and the United States.

Pik Pocket™ is a trademark of Water Pik, Inc.

Plaque Seeker® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU, and the United States.

waterflosser® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, Mexico, Switzerland and the United States.

Form No. 20021731-F AB

©2016 Water Pik, Inc.